

Perfect  Health

Buku Manual




PERFECT QNEAD

Model no. : NSM 643PH

Daftar Isi

Pertimbangan Keselamatan	1
Deskripsi Bagian	2
Cara Penggunaan	3 - 4
Cara rutin membersihkan dan perawatan	5
Permasalahan	5
Tindakan Darurat	5
Spesifikasi Produk	6

Pertimbangan Keselamatan

 PERINGATAN	Mohon buku manual ini di baca dengan baik-baik sebelum menggunakan produk ini untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan/bahaya.
	Jika terjadi ketidaknyamanan, Mohon hentikan penggunaan PERFECT QNEAD secara langsung
	Dengan mempertimbangkan adanya alat daya listrik dalam produk ini, dilarang membuka atau membuangnya kapan pun.
	Orang yang dilarang menggunakan produk ini atau harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter sebelum menggunakan produk ini, adalah sebagai berikut : 1) Mereka yang menderita gangguan pernafasan atau alergi 2) Mereka yang menderita penyakit kulit 3) Mereka yang menderita disfungsi otonom/autonomik 4) Mereka yang tidak dapat menggunakan produk ini sendiri dan memerlukan bantuan orang lain di dasarnya alasan lainnya.

 PERHATIAN	Dilarang Mencuci Alat Ini Jika anda mencuci produk ini, hal ini akan mengakibatkan kerusakan mesin, arus pendek atau alat tidak dapat berfungsi.
	Dilarang menyemprotkan minyak atsiri, cat atau pestisida ke Produk Jika anda menyemprotkan minyak atsiri, cat atau pestisida ke produk ini, produk ini kemungkinan akan mengalami mati total, perubahan bentuk atau rusak.
	Dilarang meletakkan produk ini di ruangan terbuka, di bawah panas/debu atau di bawah matahari Jika anda meletakkan produk ini di ruang terbuka, produk ini kemungkinan akan rusak oleh hujan atau debu. Jika anda meletakkan di bawah matahari, panas yang tinggi akan menyebabkan keretakan pada bagian permukaan dan ketidakberfungsian produk.
	Mohon di periksa kembali kebersihan alat ini sebelum di gunakan Mohon di periksa kembali kebersihan alat ini sebelum di gunakan. Mohon bersihkan kotoran-kotoran dari alat ini sebelum di gunakan
	Dilarang membongkar atau mereparasi produk ini Karena produk ini telah mengalami pemeriksaan ketat di pabrik, komisioning dan kalibrasi, pembongkaran acak atau pemasangan ulang mungkin menyebabkan kesalahan perakitan atau bahkan kerusakan. Tidak ada kerusakan yang disebabkan oleh pembongkaran atau pemasangan ulang akan ditanggung oleh garansi.
	Dilarang di gunakan oleh Anak-anak, Orang dengan usia lanjut atau Cacat tanpa di dampingi oleh orang lain Mereka dengan kondisi yang disebutkan di atas, harus di dampingi oleh pihak / orang lain dalam penggunaan produk ini untuk menghindari cedera
※ Mempertimbangkan dan mengingatkan bahwa terdapat presisi komponen dalam alat pijat ini, maka dilarang jongkok, duduk, berbaring, menginjak atau melangkah ke produk ini. Tidak ada penyebab kerusakan dengan alasan di atas atau penggunaan yang tidak benar lainnya akan ditanggung oleh garansi	

Deskripsi Bagian

Bagian Depan



Bagian Belakang



Bagian kepala ritsleting di letakkan pada bagian dalam untuk menghindari akibat lebih lanjut pada saat efek proses pemijatan. Jika anda ingin melepaskan kain penutup, mohon buka ritsleting di buka sesuai dengan arah kepala ritsleting.



※ Ritsleting keselamatan di desain untuk pemeliharaan/perbaikan. Jangan menarik ritsleting keselamatan ini (untuk menghindari kerusakan)





Cara Penggunaan

1. Hubungkan konektor transformator agar tersambung dengan produk



2. Tombol



Simbol	Nama Tombol	Fungsi Utama dan Metode Pengoperasian
	Pemanas	Jika anda menekan tombol ini, lampu indikator pada bagian pemijatan kepala akan menyala, dan pemanas akan di mulai. Jika anda menekan tombol ini kembali, lampu indikator pada pemijatan kepala akan mati dan pemanasan akan berhenti. (Tombol ini hanya akan bekerja hanya pada saat pemijatan sedang berlangsung)
	Peremasan	Jika anda menyalakan tombol ini, peremasan secara perlahan akan di mulai. Dan anda dapat menyesuaikan kecepatan peremasan secara berkelanjutan dengan menekan tombol ini kembali. 
	Hidup/Mati	Jika anda menekan tombol ini, maka peremasan secara perlahan akan di mulai. Jika anda menekan tombol ini kembali, maka pemijatan akan terhenti.

※ Program pemakaian dengan waktu selama 15 menit yang sudah terintegrasi dalam alat ini tidak memperbolehkan produk untuk berhenti secara otomatis bekerja hingga waktu selesai / habis. Jika anda ingin menggunakan produk ini secara lebih lanjut, mohon di nyalakan kembali dengan metode seperti di atas.

Cara Penggunaan

Alat pemijat ini dapat memijat anda pada bagian leher, bahu, pinggang, pinggul dan kaki.
※ Mohon agar memegang alat dengan kuat untuk menghindari kerusakan akibat produk terjatuh

Ilustrasi (Bagian Depan)

Tarik sabuk/alat pada bagian bawah untuk meningkatkan kekuatan pemijatan



Ilustrasi (Bagian Belakang)



Leher/Bahu

Punggung/Pinggang

Sebagian Punggung

Pinggul

Ilustrasi (Seluruh Bagian)



Perut Bagian Bawah

Pijatan Pada
Bagian Tangan

Pijatan Pada
Bagian Pinggul/Paha

Betis

Silakan berhenti menggunakan produk ini dalam kasus ketidaknyamanan.

Cara Membersihkan Dan Perawatan

Mohon agar membersihkan kain penutup dengan deterjen netral atau air, daripada menggunakan pelarut yang mudah menguap (metilbenzene, bensin, cairan pembersih, dan sebagainya). Jika memungkinkan, agar membersihkannya dengan menggunakan tangan untuk menghindari kerusakan, mengkerut, terajut dan lain-lain dalam proses pencucian dengan mesin cuci .

Permasalahan Teknis

Permasalahan	Penyebab	Solusi
Tidak Dapat Memulai Tiba-Tiba Berhenti	Tidak terkoneksi atau terhubung antara kabel listrik dengan konektor	Mohon di periksa kembali apakah produk sudah terpasang dan apakah koneksi listrik sudah terhubung dengan baik ke produk
	Waktu pengoperasian sudah habis/ selesai	Mohon agar matikan daya dan hidupkan kembali produk
	Pelindung panas telah secara wajib memutuskan aliran daya setelah penggunaan produk secara berturut-turut selama 45 menit	Mohon agar matikan daya dan cabut dari koneksi listrik. Jangan nyalakan kembali produk hingga 60 menit kemudian
	Beban berlebih (Terinjak atau di kenakan objek dengan berat yang berlebih)	Mohon agar memindahkan objek dengan berat yang besar dan hidupkan kembali produk
Terlalu Panas	Penggunaan produk lebih dari 45 menit secara berturut-turut	Mohon agar matikan daya dan cabut dari koneksi listrik. Jangan nyalakan kembali produk hingga 60 menit kemudian
Suara Pengoperasian	Hal ini di sebabkan oleh struktur mekanik dari produk ini	Tenang saja

Tindakan Darurat

Jika metode di atas tidak berhasil, silahkan mencoba tindakan darurat di bawah ini :

1. Mohon agar matikan daya, cabut colokan dari koneksi listrik dan hentikan penggunaan produk saat itu juga.

Spesifikasi Produk

Nama Produk	: Perfect Qnead
No. Model	: NSM 643PH
Ukuran Tegangan	: Voltase masuk : 100-240V~, 50/60 Hz, 500mA Voltase keluar : 12V 1500mA
Ukuran Daya	: 18 watts
Penghentian Otomatis	: Sekitar sesudah 15 menit
Kondisi Operasional	: Hanya dapat di gunakan di dalam ruangan
Kondisi Penyimpanan	: Bersih, Kering dan Sejuk
Dimensi	: Sekitar 58 x 34 x 20cm
Berat	: Sekitar 1.55kg
Kode EAN	: 10 15588 88942 4

Distributor at Indonesia :
PT Sun Indo Citra
Graha Cempaka Mas Blok E03A, Jl. Letjend Suprpto, Jakarta Pusat 10640, Indonesia.

AKL No. :

Perfect  Health

Perfect Life . Healthy Living